



1013-7

Inhalt: Eierfarben farblich sortiert. Jede Farbe reicht für ca. 10 Eier.

Zutaten: E 132 Indigotin I, E 110 Gelborange S, E 104 Chinolingelb, E 122 Azorubin, E 470b Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, E 151 Brillantschwarz BN, Lactose.

Handhabung: Die Eierfarben jeweils getrennt mit zwei Esslöffeln Essig in ¼ Liter kochendem Wasser auflösen. Die gekochten und noch heißen Eier werden in der Farblösung bis zur gewünschten Farbtiefe (etwa 5 Min.) gefärbt. Auf Küchenpapier trocknen lassen. Durch Abreiben mit Fett erhalten die gefärbten Eier einen schönen Glanz.

Viele bunte Eier zum Osterfest



Frohe Ostern

