



Viele bunte Eier zum Osterfest

Handhabung: Die gekochten Eier im Wasserbad warm halten.

Die Eierfarben in 150 ml kochendem Wasser und 2-3 EL Essig auflösen.

Die Eier einzeln hineingeben und bis zur gewünschten Färbung in der Farblösung belassen. Die Eier anschließend trocknen lassen und eventuell mit Speiseöl

abreiben, damit sie einen schönen Glanz bekommen.

Inhaltsstoffe Farben: Rot: Azorubin E122; Salz, Gelb: -Tartazin E102;

Salz, Grün: Tartazin E102, Brilliant blau E133; Salz, Blau: Brilliant blau E133; Salz.

Keep the boiled eggs in warm water.

Dissolve the dyes separately in 150 ml hot water and add 2-3 tablespoons of vinegar. Immerse the eggs one by one in the solution until reaching the desired

color. Dry and rub the eggs with cooking oil to give them a soft shine.

Ingredients colorants: red - colorants: carmoisine E122; salt. Yellow - colorants:

tartrazine E102; salt. Green - colorants: tartrazine E102, brilliant blue E133; salt.

